

Paravents de douche Silentia – pour une hygiène optimale et le plus grand respect de l'intimité du patient

CE



EasyClick™ EasyClean™

Une nouveauté très attendue

Le dernier produit de notre système de séparation constitue une solution pratique pour créer un espace de douche modulaire. Avec sa surface hygiénique et hydrophobe, ainsi que sa faible hauteur, le patient peut facilement prendre une douche, même s'il est assis sur un fauteuil roulant. La surface dépolie laisse passer la lumière du jour tout en créant une séparation. L'intimité du patient est respectée et vous restez au sec. Quand ils ne sont pas utilisés, les paravents à montage mural sont simplement rabattus.

Hygiène optimale avec EasyClean

Le paravent présente une surface lisse qui résiste aux désinfectants utilisés dans les services de soins. Les roulettes protégées peuvent facilement être retirées et nettoyées dans un lave-vaisselle. Les produits répondent à des normes strictes en matière d'hygiène et les surfaces sont facilement accessibles pour le nettoyage – voici EasyClean.

Facile à monter avec EasyClick

La fixation murale avec EasyClick simplifie le montage des paravents. EasyClick permet de séparer facilement les paravents entre eux et de les détacher du mur, sans utiliser d'outils, afin de faciliter le nettoyage.

EasyClean




EasyClick



Les illustrations représentent le paravent de douche Silentia double avec articulation à droite




Double avec articulation à gauche




N° RÉF.	LONGUEUR A LONGUEUR B	HAUTEUR	POIDS	DIMENSIONS REPLIÉ	
				PROFONDEUR	LARGEUR
6183-LS	0,71 m	1,30 m	10 kg	0,05 m	0,75 m
6283-LS	0,71 m	1,50 m	11 kg	0,05 m	0,75 m
6383-LS	0,71 m	1,70 m	12 kg	0,05 m	0,75 m
6184-LS	0,93 m	1,30 m	11 kg	0,05 m	0,98 m
6284-LS	0,93 m	1,50 m	13 kg	0,05 m	0,98 m
6384-LS	0,93 m	1,70 m	15 kg	0,05 m	0,98 m
6185-LS	1,15 m	1,30 m	14 kg	0,05 m	1,21 m
6285-LS	1,15 m	1,50 m	16 kg	0,05 m	1,21 m
6385-LS	1,15 m	1,70 m	18 kg	0,05 m	1,21 m

Simple



N° RÉF.	LONGUEUR	HAUTEUR	POIDS	DIMENSIONS	
				PROFONDEUR	LARGEUR
6183-S	0,71 m	1,30 m	5,0 kg	0,03 m	0,75 m
6283-S	0,71 m	1,50 m	5,5 kg	0,03 m	0,75 m
6383-S	0,71 m	1,70 m	6,0 kg	0,03 m	0,75 m
6184-S	0,93 m	1,30 m	5,5 kg	0,03 m	0,98 m
6284-S	0,93 m	1,50 m	6,5 kg	0,03 m	0,98 m
6384-S	0,93 m	1,70 m	7,5 kg	0,03 m	0,98 m
6185-S	1,15 m	1,30 m	7,0 kg	0,03 m	1,21 m
6285-S	1,15 m	1,50 m	8,0 kg	0,03 m	1,21 m
6385-S	1,15 m	1,70 m	9,0 kg	0,03 m	1,21 m

Double avec articulation à droite



N° RÉF.	LONGUEUR A LONGUEUR B	HAUTEUR	POIDS	DIMENSIONS REPLIÉ	
				PROFONDEUR	LARGEUR
6183-RS	0,71 m	1,30 m	10 kg	0,05 m	0,75 m
6283-RS	0,71 m	1,50 m	11 kg	0,05 m	0,75 m
6383-RS	0,71 m	1,70 m	12 kg	0,05 m	0,75 m
6184-RS	0,93 m	1,30 m	11 kg	0,05 m	0,98 m
6284-RS	0,93 m	1,50 m	13 kg	0,05 m	0,98 m
6384-RS	0,93 m	1,70 m	15 kg	0,05 m	0,98 m
6185-RS	1,15 m	1,30 m	14 kg	0,05 m	1,21 m
6285-RS	1,15 m	1,50 m	16 kg	0,05 m	1,21 m
6385-RS	1,15 m	1,70 m	18 kg	0,05 m	1,21 m



THE FUTURE IN PRIVACY & HYGIENE SOLUTIONS

System Med SAS • Parc Urbain Est, 105 rue Alexandre Dumas, 69120 Vaulx en Velin
Tel: 04 78 94 70 90 • Fax: 04 78 89 65 40 • Email: info@system-med.fr

Silentia AB • Box 108, SE-311 22 Falkenberg, Suède • Tel: +46 (0)346-485 80 • Fax: +46 (0)346-485 89 • info@silentia.se • www.silentia.eu