


# Take it Easy<sup>TM</sup>

**3 facteurs simples et importants à prendre en considération** lorsque vous comparez les systèmes de paravents pour protection de l'intimité



## 1. EasyReturn

### Se replie rapidement et facilement

Matériau léger à mémoire intégrée, pour un retour facile et rapide dans sa position d'origine.

#### Avantages de la poignée à un seul point de contact :

- Pas besoin de toucher de la main d'autres surfaces pour déplacer les paravents
- Une seule main est nécessaire, ce qui permet de réduire le risque d'infections nosocomiales

## 2. EasyClean

### Optimise la prévention des infections

Le système de paravents Silentia répond à des exigences très strictes en matière d'hygiène.

- Toutes les surfaces sont lisses et facilement accessibles
- Toutes les surfaces résistent aux produits désinfectants utilisés aujourd'hui en milieu soignant



#### Scanner le code QR

Découvrez-le en action dans le film « Make it Easy » (Facilitez-vous la vie)!  
Ou rendez-vous sur notre site Internet : [silentia.fr](http://silentia.fr)

#### Nous contacter pour une démonstration gratuite

Notre spécialiste produit vous propose une démonstration et un essai gratuits. Ensemble, nous vous aiderons à trouver la bonne solution, en fonction de votre environnement de travail.

### 3. **Mobilité** facilitée

**Paravents mobiles Silentia, pour un gain de place et une sécurité accrue** Le paravent Silentia est disponible pour pied de lit ou sur chariot mobile. Les deux solutions offrent un maximum d'intimité et de mobilité, suivant les besoins.



**Le paravent pour pied de lit et le chariot mobile ont l'un des plus faibles emplacements du marché.** Cet encombrement minimal est compatible avec toutes les hauteurs : 1,45 m, 1,65 m ou 1,85 m pour le chariot mobile et 1,55 m ou 1,85 m pour le paravent de pied de lit.

**Toutes les fonctions** sont facilement accessibles depuis l'avant des deux paravents mobiles.



**1** Pousser contre le mur et bloquer les deux roulettes avant



**2** Tirer sur la sangle en silicone

**3** D'une seule main, tirer sur le paravent. Ceci réduit le risque d'infections nosocomiales



#### Scanner le code QR

Découvrez-le en action dans le film « Make it Easy » (Facilitez-vous la vie)! Ou rendez-vous sur notre site Internet: [silentia.fr](http://silentia.fr)

#### Nous contacter pour une démonstration gratuite

Notre spécialiste produit vous propose une démonstration et un essai gratuits. Ensemble, nous vous aiderons à trouver la bonne solution, en fonction de votre environnement de travail.