


| Station de consultation gynécologique full HD Table Medifa 4000 avec Vico HD LED embarqué



La table de consultation Medifa 4000 peut être équipée d'un vidéocolposcope full HD LED avec station d'affichage et d'enregistrement embarquée


Ce poste de travail complet permet d'économiser de l'espace et d'avoir à portée de main, sans gêne au sol, un vidéocolposcope à LED full HD, avec son écran d'affichage 24" tactile.



L'écran tactile est muni d'un logiciel intuitif très simple permettant en standard l'affichage de la vidéo du colposcope.

- En option, les fonctions suivantes sont disponibles :
- création patient
 - archivage des patients, plusieurs procédures par patients
 - visualisation petit/grand format
 - photo/vidéo
 - streaming, visioconférence
 - enregistrement sur le disque dur local (500Go) ou sur le réseau directement
 - export via média USB externe
 - édition de rapports HTML interactifs
 - en option, interfaces WEB, LDAP, DICOM, HL7

Documentation technique du produit

 www.system-med.fr/images/solutions/documents/18-09-19-16h55-02-2017-03-SYSTEMMED-Kaps-Colposcopes2019SD.pdf