



## Chariot de chirurgie immersive **Caméra mobile per-opératoire**



**Chariot de chirurgie immersive : une caméra HD ou UHD mobile pour filmer le champ opératoire**

Chariot mobile dédié au bloc opératoire permettant de filmer le champ opératoire sans gêne autour de la table. Avec un long bras de déport et une poignée stérile, il permet au chirurgien de positionner la caméra de manière idéale, indépendamment des scialytiques. La caméra est motorisée, télécommandée, et offre une qualité d'image avec des détails incomparables.



Caméra HD ou UHD à rotation et zoom motorisés.  
Télécommande sans fil.  
Ecran tactile de visualisation 27" HD ou UHD, avec logiciel d'enregistrement, de streaming, de visioconférence.  
Accès distant facile via internet pour la visioconférence et la récupération des images et vidéos à postériori.  
Interface avec le SIH et le dossier patient.  
Compatible avec un système de vidéo-management existant.  
Compatible avec des scialytiques existants.