

| Bras plafonniers légers TLV EasyLift



Bras EasyLift : un bras léger, non porteur, pour distribution des fluides, courants et signaux vidéos.

- Idéal en bras d'anesthésie pour distribution de fluides au-dessus du respirateur
- Idéal en bras chirurgical pour branchement des sources vidéo, au-dessus de l'endoscope par exemple



Le Bras EasyLift est idéal dans les applications de distribution sans portage ni accessoires.

Il se manipule facilement en position haute ou basse, et est immobilisé par un frein électromagnétique.

Une face fluides et une face électrique assurent une répartition idéale des prises.

Les façades clipsées, sans enjoliveurs ni vis, assurent une hygiène optimale. Des prises de connexion vidéo étanches sont entièrement intégrées au bras, avec système de verrouillage et détrompeur, et assurent une connexion fiable et pendant longtemps de vos équipements mobiles.

Documentation technique du produit

 www.system-med.fr/images/solutions/documents/