



| Table de consultation urologique Medifa 4000 - uro



La table d'urologie Medifa 4000 - uro :
un condensé de fonctionnalités

- examen urologique
- examen urodynamique
- endoscopie urologique



La table Medifa 4000 en version urologique propose une large gamme d'accessoires pour les consultations urologiques, endo-urologiques, et urodynamiques. La position allongée est facile et confortable, l'accès aux patients handicapés ou neurologiques est aisée grâce aux supports de pieds motorisés indépendamment.

Les 12 mémoires vous assurent un gain de temps au quotidien.

Les accessoires permettent toutes les positions et l'adaptation de tous les débitmètres.

Enfin, l'hygiène est irréprochable, avec une structure autoporteuse en aluminium et acier inoxydable massif, sans vis, avec des surfaces fermées et protégées, qui ne se corrodent pas.

Documentation technique du produit

