



## Colposcopes optique KAPS SOM 42 LED & SOM52 LED



Colposcopes optique KAPS SOM42 LED & SOM52 LED : polyvalence maximale, pour toutes les applications, en consultations comme au bloc opératoire.

- Modèle mobile : KAPS SOM52 / Modèle sur table : KAPS SOM42 - Grossissement continu 22x sans à-coups
- Mise au point fine sur 4 cm
- Large débattement, bras compensé réglable
- Eclairage LED avec fibre optique
- Optique de haute qualité, grande profondeur de champ



Le KAPS SOM52 est un colposcope optique polyvalent que vous pouvez utiliser sur pied roulant indépendant ou sur table d'examen (KAPS SOM42). Avec un zoom continu et une mise au point fine, combinée à un éclairage LED à fibre optique, c'est un produit unique dans sa catégorie.

Il peut facilement se transformer en colposcope vidéo avec une caméra ou un appareil photo, combinée à un support moniteur ergonomique.

L'adaptation d'un micromanipulateur laser est possible et vous permet de l'utiliser au bloc pour toutes vos interventions.

**KAPS SOM 42 et SOM 52 : demandez à les essayer.**

### Documentation technique du produit



[www.system-med.fr/images/solutions/documents/18-09-19-16h52-02-2017-03-SYSTEMMED-Kaps-Colposcopes2019SD.pdf](http://www.system-med.fr/images/solutions/documents/18-09-19-16h52-02-2017-03-SYSTEMMED-Kaps-Colposcopes2019SD.pdf)