


| Platine triple départs MACH LED




Platine triple départs MACH LED : trois ancrages sur une même platine compacte

- Permet de gagner de la hauteur sous le fût principal
- Permet d'évoluer facilement
- Permet le positionnement facile de deux bras moniteurs indépendants



La platine triple départs MACH LED vous aide à positionner des bras supplémentaires sans avoir à baisser la hauteur disponible sous le fût central. Le positionnement des coupoles reste ainsi facile pour le chirurgien. Caché derrière le cache plafonnier, vous disposez de deux départs de réservoir pour fixer ultérieurement un bras moniteur simple ou double, un bras caméra, une coupole supplémentaire, un bras de distribution léger. L'emprise de la platine et les contraintes de réservation sont les mêmes que pour une platine standard.

Documentation technique du produit

 www.system-med.fr/images/solutions/documents/7-05-18-11h45-Platinetripledeparts.pdf