




## JiveX HCM ARCHIVE & COMMUNICATION

Archiver et partager les données médicales L'archive médicale JiveX est une archive neutre à valeur probante pour l'ensemble des données de l'établissement et permet l'échange des données inter-établissements, notamment dans le cadre des GHT

### Exemple de partage de données avec le patient

- Depuis la vue Patient JiveX, sélection des examens
- Création d'un lien de partage Web d'un simple clic avec sélection de la durée de validité du lien
- Affichage du lien ainsi qu'un QR Code à remettre au patient
- Le patient se connecte depuis l'extérieur de l'établissement via l'URL depuis un navigateur Web et entre un code d'accès logique, correspondant à ses propres données démographiques.



- Consolidation de la structure de l'archive : accès plus rapide, moins d'administration et de maintenance
- Optimisation des processus grâce à une gestion centralisé et unique des données
- Récupération de la propriété des données via l'archive neutre (Archive DICOM)
- Établissement d'une structure de données unique comme base pour un échange inter-établissements
- Conformité avec les profils IHE-XDS (XDS-Source et XDS Repository)
- Support du profil IHE-XDM (Technologie DICOM Mail)
- Compatibilité avec une structure multi-établissements (Multi Site Query)
- Portail pour médecins de ville avec accès aux données de ses patients
- Portail pour patients (Liens de partage URL)

### Documentation technique du produit

[www.system-med.fr/images/solutions/documents/11-05-18-13h16-JiveXaucoeurduSI-SystemMed.pdf](http://www.system-med.fr/images/solutions/documents/11-05-18-13h16-JiveXaucoeurduSI-SystemMed.pdf)

### Documentation technique du produit

[www.system-med.fr/images/solutions/documents/11-05-18-13h19-BrochureJiveX-Medical-Archive.pdf](http://www.system-med.fr/images/solutions/documents/11-05-18-13h19-BrochureJiveX-Medical-Archive.pdf)