



Colposcope optique KAPS SOM62 LED



Pour l'utilisation exclusive en bloc opératoire. Votre allié pour les conisations laser, résections, etc.

Au bloc opératoire, son bras de déport à réglage de compensation en fait un instrument idéal pour une utilisation au-dessus des champs stériles.



Ce colposcope est équipé d'un binoculaire droit, d'un réglage du grossissement continu jusqu'à 21x, et d'une mise au point fine sur 40mm.

Vous bénéficiez d'un éclairage LED puissant muni d'un variateur continu de 0 à 100% de l'intensité lumineuse. La fibre optique vous offre une lumière homogène et rend les structures anatomiques et les vaisseaux nettement visibles. En position haute, un interrupteur intégré assure l'extinction automatique du colposcope.

Un équipement parfait :

- Éclairage à fibre optique haute densité
- Disposition ergonomique des toutes les commandes
- Objectif avec mise au point fine
- Changeur de grossissement continu jusqu'à 21x
- Pied mobile avec 4 roulettes souples, avec frein
- Intégration facile d'une caméra vidéo et d'un écran avec enregistrement

Documentation technique du produit



www.system-med.fr/images/solutions/documents/18-09-19-16h53-02-2017-03-SYSTEMMED-Kaps-Colposcopes2019SD.pdf